


Anticorpo Monoclonale Coniglio Usp9X Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q93008

Numero articolo: CM0004842



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio USP9X validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con USP9X umano, murino e di ratto, una deubiquitinasi fondamentale per il turnover proteico e la trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-USP9X
Note / Alias	FAF; FAM; hFAM; DFFRX; MRX99; XLID99; MRXS99F; USP9X
Specie	Uomo
Gene ID	8239
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di USP9X umano (Q93008).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q93008
Peso proteico	290kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio