

Pab Di Coniglio Anti-B-Sinucleina Per Wb, Elisa - Q16143

Numero articolo: CM0017099

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti- β -sinucleina validato per WB ed ELISA. Rileva la β -sinucleina umana, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla malattia di Alzheimer e su altri disturbi neurodegenerativi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti- β -sinucleina
Note/alias	SNCB; β -sinucleina
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6620
GeneID	6620
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-134 della β -sinucleina umana (NP_001001502.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q16143
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante