


Anticorpo Policlonale Coniglio Vamp2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P63027

Numero articolo: CM0012863



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro VAMP2 (sinaptobrevina-2), validato per WB, IHC-P e ELISA. Riconosce VAMP2 di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul rilascio di neurotrasmettitori e sulla fusione delle vescicole sinaptiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VAMP2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SYB2; VAMP-2; NEDHAHM; VAMP2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6844
ID gene	6844
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di VAMP2 umano (NP_055047.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P63027
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio