

Mab Di Coniglio Anti-Vamp8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv40

Numero articolo: CM0012122



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-VAMP8 validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio della fusione di membrana mediata da SNARE, dell'autofagia e dell'esocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-VAMP8
Note/Alias	EDB; VAMP-8; VAMP8
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	8673
GeneID	8673
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della VAMP8 umana (NP_003752.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BV40
Peso della proteina	11 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante