

Anticorpo Policlonale Coniglio Vangl2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UIk5

Numero articolo: CM0026080



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a VANGL2 (Strabismus 1), validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva VANGL2 umano e murino. Ideale per ricerche sulla polarità cellulare planare, sullo sviluppo del tubo neurale e sulla morfogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VANGL2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; VANGL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57216
GeneID	57216
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-110 di VANGL2 umano (NP_065068.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9ULK5
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio