

Vars Pab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26640

Numero articolo: CM0025075

introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità contro la VARS umana (Valil-tRNA sintetasi) validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. 140 kDa. Ideale per la ricerca sulla traduzione e la neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VARS pAb di coniglio
Note/Alias	G7A; VARS; VARS2; NDMSCA
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7407
ID gene	7407
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 della VARS umana (NP_006286.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P26640
Peso proteico	140kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio