

Anticorpo Monoclonale Coniglio Vcam1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P19320

Numero articolo: CM0007658



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio VCAM1 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce il VCAM1 umano (P19320) con immunogeno derivato dagli aminoacidi 25-698. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e sulla sorveglianza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VCAM1 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	CD106; INCAM-100; VCAM1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7412
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-698 del VCAM1 umano (NP_001069.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P19320
Peso proteico	71KDa/74KDa/81KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio