


Anticorpo Policlonale Vcp Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55072

Numero articolo: CM0026010



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che riconosce VCP (p97/TERA) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con VCP umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca su ERAD, autofagia e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VCP Rabbit pAb
Note/Alias	p97, TERA, CDC48, FTDALS6, VCP
Specie	Umano
GeneID	7415
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 460-770 di VCP umano (NP_009057.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55072
Peso Proteico	89kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio