


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Vegfc Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49767

Numero articolo: CM0017694



introduzione

pAb rabbit anti-VEGFC validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce VEGFC umano e murino, un fattore di crescita chiave per angiogenesi e linfangiogenesi. Ideale per la ricerca in biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VEGFC Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	VRP, Flt4-L, LMPH1D, LMPHM4, VEGFC
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7424
ID gene	7424
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della VEGFC umana (NP_005420.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P49767
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio