

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Veph1 Per Wb Ed Elisa - Q14D04

Numero articolo: CM0015871

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-VEPH1 per Western blot ed ELISA. Bersaglia la proteina VEPH1 (MELT) umana, con reattività crociata verso il topo. Adatto per la ricerca sulla segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-VEPH1
Note/Alias	MELT; VEPH; VEPH1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	79674
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 448-547 della VEPH1 umana (NP_078897.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q14D04
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio