


Anticorpo Monoclonale Coniglio Bii-Tubulina/β2-Tubulina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13885 / Q9Bva1

Numero articolo: CM0009206



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro βII-Tubulina/β2-Tubulina (TUBB2A/TUBB2B) validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; reagisce con umano, topo, ratto; ideale per la ricerca sulla dinamica dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	βII-Tubulina/β2-Tubulina mAb Coniglio
Note/Alias	CDCBM5; TUBB; TUBB2; βII-Tubulina/β2-Tubulina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7280/347733
ID Gene	7280/347733
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 346-445 della βII-Tubulina/β2-Tubulina umana (Q13885).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13885/Q9BVA1
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio