

Anticorpo Policlonale Coniglio Villin1 Per Wb, Elisa - P09327

Numero articolo: CM0027871



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro Villin-1 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva la Villin-1 endogena in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulle cellule epiteliali e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Villin1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	VIL; D2S1471; Villin1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7429
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-827 della Villin1 umana (NP_009058.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P09327
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio