

Anticorpo Policlonale Vimp Per Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Bqe4

Numero articolo: CM0014427



introduzione

Anticorpo policlonale VIMP da coniglio validato per WB e ELISA, reattivo con uomo, topo e ratto. Bersaglia la selenoproteina S coinvolta nella degradazione associata al RE. Ideale per la ricerca sul stress del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VIMP Rabbit pAb
Note/Alias	SELS; VIMP; ADO15; SBB18; SEPS1; AD-015
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55829
GeneID	55829
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 della VIMP umana (NP_982298.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BQE4
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio