


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Vinculina Per Wb, If/Icc, Elisa - P18206

Numero articolo: CM0017750



introduzione

Anticorpo Policlonale (PAb) di Coniglio contro Vinculina, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva la vinculina umana, murina e del ratto (~124kDa). Adatto per studi sull'adesione cellulare, sul citoscheletro e sulla meccanosensibilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio contro Vinculina
Note/Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculina
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7414
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 751-850 della Vinculina umana (NP_054706.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina, del Ratto
SWISS	P18206
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio