


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Vip Per Wb, Elisa - P01282

Numero articolo: CM0022524



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-VIP validato per Western blot (WB) ed ELISA, adatto per campioni umani, di topo e di ratto. Bersaglia il neuropeptide VIP coinvolto nella vasodilatazione, nella neuroprotezione e nella modulazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VIP Rabbit pAb
Note/Alias	PHM27; VIP
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7432
GeneID	7432
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-169 del VIP umano (NP_919416.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P01282
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio