


Vista Rabbit Pab - Q9H7M9

Numero articolo: CM0015627



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro VISTA umano (B7H5, GI24) per applicazioni WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VISTA Rabbit pAb
Note/Alias	B7H5; GI24; B7-H5; Dies1; PD-1H; SISP1; VISTA; PP2135; C10orf54; DD1alpha
Specie	Umano
ID gene	64115
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-194 di VISTA umano (NP_071436.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9H7M9
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio