


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Vldlr Per Wb, Elisa - P98155

Numero articolo: CM0030111



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio VLDLR, specifico per il recettore delle lipoproteine a densità molto bassa umano e murino, adatto per WB ed ELISA. Reagente chiave per la ricerca sul metabolismo lipidico, la segnalazione di Reelin e la migrazione neuronale. Prodotto dalla piattaforma di materie prime per IVD tutto-in-uno di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio VLDLR
Osservazioni/Alias	CAMRQ1; CARMQ1; CHRMQ1; VLDL-R; VLDLRCH; VLDLR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7436
GeneID	7436
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza contenente gli amminoacidi 833-869 del VLDLR umano (NP_003374.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P98155
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio