


Anticorpo Policlonale Coniglio Vps37A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nez2

Numero articolo: CM0015311



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce VPS37A, una subunità del complesso ESCRT-I. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA su campioni di essere umano, topo e ratto. L'immunogeno corrisponde agli aminoacidi 224-397 della VPS37A umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VPS37A Rabbit pAb
Note/Alias	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	137492
ID gene	137492
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 224-397 della VPS37A umana (NP_689628.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NEZ2
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio