

Anticorpo Policlonale Rabbit Vsnl1/Vilip-1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62760

Numero articolo: CM0028214

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit VSNL1/VILIP-1 di alta qualità, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con esseri umani, topi e ratti. Ideale per la ricerca su neuroscienze e biomarcatori della malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	VSNL1/VILIP-1 Rabbit pAb
Note/Alias	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7447
GeneID	7447
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente aminoacidi 2-191 della VSNL1/VILIP-1 umana (NP_003376.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62760
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio