

Anticorpo Policlonale Coniglio Wasf3 Per Wb Ed Elisa - Q9Upy6

Numero articolo: CM0021186

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro WASF3 (WAVE3) umano. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della dinamica del citoscheletro di actina e della morfologia cellulare. - Q9UPY6

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Coniglio WASF3
Note/Alias	SCAR3; WAVE3; Brush-1; WASF3
Specie	Umano
ID Gene	10810
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di WASF3 umano (NP_001278894.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UPY6
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio