


Anticorpo Monoclonale Murino Anti-Wdr77 Per Wb Ed Elisa - Q9Bqa1

Numero articolo: CM0004401



introduzione

Anticorpo monoclonale murino contro WDR77 umano (p44/Mep50), validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Adatto per lo studio della funzione del metilossoma, dell'assemblaggio delle proteine Sm del spliceosoma e della metilazione delle proteine Piwi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WDR77 Mouse mAb
Osservazioni/Alias	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79084
Gene ID	79084
Immunogeno	Proteina ricombinante di WDR77 umano
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9BQA1
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio