

Anticorpo Policlonale Coniglio Wisp3 Per Wb, Elisa - 095389

Numero articolo: CM0017206

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro WISP3 umano (CCN6), validato in WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della respirazione mitocondriale e della crescita scheletrica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	WISP3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PPD; LIBC; PPAC; PPRD; WISP3; WISP-3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8838
GeneID	8838
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-260 del WISP3 umano (NP_937882.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonal
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95389
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio