

Mab Di Coniglio Anti-Wnk3 - Q9Byp7

Numero articolo: CM0006493



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro WNK3 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva WNK3 umano, murino e di ratto (~198 kDa). Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle chinasi e sull'omeostasi elettrolitica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-WNK3
Note/Alias	PRKWNK3; WNK3
Specie	Uomo
ID gene	65267
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1700-1800 di WNK3 umano. (NP_065973.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BYP7
Peso della proteina	198 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico