

Pab Di Coniglio Anti-Wnt3A Per Wb, Elisa - P56704

Numero articolo: CM0015993



introduzione

Il pAb di coniglio anti-WNT3A è un anticorpo policlonale validato per WB e ELISA, diretto contro Wnt-3a umano e murino. Ideale per ricerche sulla via di segnalazione Wnt canonica, biologia dello sviluppo e auto-rinnovamento delle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-WNT3A
Note/Alias	WNT3A
Specie	Uomo
GeneID	89780
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100 e 200 della proteina WNT3A umana (NP_149122.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P56704
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio