

Anticorpo Policlonale Wtap Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15007

Numero articolo: CM0020858



introduzione

Anticorpo Policlonale (pAb) WTAP da Coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Mirato al regolatore dello splicing del pre-mRNA WTAP, un fattore chiave della metilazione m6A. Ideale per studi sulla modificazione dell'RNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WTAP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Mum2; WTAP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9589
GeneID	9589
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 212-355 del WTAP umano (NP_004897.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15007
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio