


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Xbp1 Per Wb, Ip Ed Elisa - P17861

Numero articolo: CM0012563



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-XBP1 adatto per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Rileva XBP1 umano e murino. Utile per lo studio dello stress del reticolo endoplasmatico e della risposta alle proteine non ripiegate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	XBP1 Rabbit mAb
Note/alias	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5; XBP1s
Specie	Umana
GeneID (umano)	7494
GeneID	7494
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, murino
SWISS	P17861
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante