


Xbp1 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P17861

Numero articolo: CM0023633



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro XBP1 umano (SWISS: P17861). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca su stress del reticolo endoplasmatico, UPR e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	XBP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5; XBP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7494
GeneID	7494
Immunogeno	Proteina ricombinante Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 277-376 di XBP1 umano (NP_005071.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17861
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio