

Pab Di Coniglio Anti-Xpo7 Per Wb E Elisa - Q9Uia9

Numero articolo: CM0021979

introduzione

Il pAb di coniglio anti-XPO7 è un anticorpo policlonale diretto contro l'exportina-7 umana (RANBP16), validato per WB e ELISA. Reagisce con campioni di origine umana, di topo e di ratto. Utilizzato per lo studio dei meccanismi di trasporto nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-XPO7
Alias/Osservazioni	EXP7; RANBP16; XPO7
Specie	Umana
GeneID (Umano)	23039
GeneID	23039
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'aminoacido 1000 e l'estremità C-terminale della proteina XPO7 umana (NP_055839.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UIA9
Peso proteico	124 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio