


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Xrcc4 Per Wb - Q13426

Numero articolo: CM0020672



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-XRCC4 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva XRCC4 umano e di ratto (38 kDa). Strumento essenziale per studi sulla riparazione delle rotture del doppio filamento di DNA e sulla via NHEJ.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	XRCC4 Rabbit pAb
Note/Alias	SSMED, hXRCC4, XRCC4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7518
GeneID	7518
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-336 di XRCC4 umano (NP_001304941.1?))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q13426
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio