


Yes1 Pab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P07947

Numero articolo: CM0014380



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-YES1 (pAb) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce la tirosina-proteina chinasi Yes umana e murina (c-yes), un regolatore della crescita, dell'adesione e della migrazione cellulare. Ideale per la ricerca sul cancro e gli studi sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	YES1 pAb di coniglio
Note/Alias	Yes; c-yes; HsT441; P61-YES; YES1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	7525
GeneID	7525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di YES1 umano (NP_005424.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P07947
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante