

YKL-40/CHI3L1 Pab Di Coniglio - P36222

Numero articolo: CM0019026



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-YKL-40/CHI3L1 validato per applicazioni WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva CHI3L1 umano, murino e di ratto, una glicoproteina secreta di 43 kDa coinvolta nell'infiammazione e nel rimodellamento tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	YKL-40/CHI3L1 pAb di coniglio
Note/alias	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1116
GeneID	1116
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-220 di YKL-40/CHI3L1 umano (NP_001267.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P36222
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante