

Anticorpo Policlonale Coniglio Ykt6 Per Wb Ed Elisa - O15498

Numero articolo: CM0020506



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro YKT6 umano, validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare il traffico vescicolare mediato da SNARE e l'organizzazione dell'apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	YKT6 Rabbit pAb
Note/Alias	YKT6
Specie	Umano
GeneID	10652
Immunogeno	Peptide Sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-198 di YKT6 umano (NP_006546.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	O15498
Peso Proteico	22 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio