


Anticorpo Policlonale Coniglio Yod1 Per Wb Ed Elisa - Q5Vvq6

Numero articolo: CM0014227



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio YOD1 validato per applicazioni WB ed ELISA, riconosce la ubiquitin tioesterasi OTU1 umana e murina. Coinvolto nelle vie ERAD e autofagia. Adatto per ricerca IVD. - Q5VVQ6

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Coniglio YOD1 (pAb)
Note/Alias	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55432
GeneID	55432
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-348 di YOD1 umano (NP_061036.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	Western Blot (WB), ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q5VVQ6
Peso Proteico	38 kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio