


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Ythdc2 Per Wb, Elisa - Q9H6S0

Numero articolo: CM0016242



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro YTHDC2 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studiare la funzione dell'RNA elicasi m6A nella meiosi e nella spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	YTHDC2 Rabbit pAb
Note/Alias	CAHL; hYTHDC2; YTHDC2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	64848
GeneID	64848
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1131-1430 di YTHDC2 umano (NP_073739.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H6S0
Peso proteico	160kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio