

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ythdf2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5A9

Numero articolo: CM0020132



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro YTHDF2 umano, un lettore di RNA m6A che regola la stabilità dell'mRNA. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'epitrascrittomica e sulla biologia dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	YTHDF2 pAb di coniglio
Note/Alias	DF2, CAHL, HGRG8, NY-REN-2, YTHDF2
Specie	Umano
ID gene (umano)	51441
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 143-243 di YTHDF2 umano (NP_001166599.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y5A9
Peso della proteina	62 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante