

Yy1 Rabbit Pab Per Wb, Elisa, Chip - P25490

Numero articolo: CM0018480



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio YY1 per WB, ELISA, ChIP. Reagisce con la proteina YY1 umana, del mouse e del ratto (~45 kDa). Ideale per lo studio della regolazione della trascrizione, del rimodellamento della cromatina e della riparazione del DNA. - P25490

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	YY1 Rabbit pAb
Note/Alias	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEV5; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7528
GeneID	7528
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-160 di YY1 umano (NP_003394.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P25490
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio