

Zak Rabbit Pab - Zak

Numero articolo: CM0024915

introduzione

ZAK Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro la proteina ZAK ricombinante umana. Rileva ZAK in campioni di uomo, topo e ratto tramite WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, supportando la ricerca sulla segnalazione MAP3K e la risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZAK Rabbit pAb
Note/Alias	pk; AZK; MLT; MRK; ZAK; CNM6; MLK7; MLTK; SFMMP; mklak; MLTKbeta; MLTKalpha
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51776
ID gene	51776
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-330 della ZAK umana (NP_598407.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
Peso proteico	35kDa/51kDa/91kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio