

Zak Coniglio Pab - Zak

Numero articolo: CM0016193

introduzione

Anticorpo policlonale anti-ZAK umano di coniglio, validato per Western blot (WB), immunofluorescenza (IF/ICC) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con ZAK di topo e ratto. Utile per studiare la funzione della chinasi ZAK nelle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ZAK Coniglio pAb
Note/Alias	pk, AZK, MLT, MRK, ZAK, CNM6, MLK7, MLTK, SFMMP, mlklak, MLTKbeta, MLTKalpha
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51776
ID Gene	51776
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 100-312 di ZAK umano (NP_598407.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
Peso Proteico	35kDa/51kDa/91kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio