


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Zap70 Per Wb, If-P, Elisa - P43403

Numero articolo: CM0005184



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro ZAP70 umano, validato per Western blot (WB), immunofluorescenza (IF-P) e ELISA. Bersaglio tirosin-chinasi essenziale per la segnalazione del recettore delle cellule T e l'immunità adattativa. 70 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZAP70 Rabbit mAb
Note/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7535
GeneID	7535
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-619 di ZAP70 umano (NP_001070.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P43403
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio