


Anticorpo Monoclonale Coniglio Zeb1 Per Wb, Elisa - P37275

Numero articolo: CM0007320



introduzione

L'anticorpo monoclonale coniglio ZEB1 (P37275) è uno strumento di alta qualità per WB e ELISA, con reattività in campioni umani e di ratto. Fondamentale per lo studio della EMT, della repressione trascrizionale e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZEB1 mAb coniglio
Annotazioni/Alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6935
ID gene	6935
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 800-900 di ZEB1 umano (NP_110378.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P37275
Peso proteico	124 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio