

Zfp64 Coniglio Pab - Q9Npa5,Q9Ntw7

Numero articolo: CM0014596

introduzione

Anticorpo policlonale contro ZFP64 umano (ZNF338) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per lo studio della proteina a dita di zinco 64 in vari tipi di campioni. Prodotto in coniglio utilizzando un immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZFP64 Coniglio pAb
Note/Alias	ZNF338; ZFP64
Specie	Umano
ID Gene	55734
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 di ZFP64 umano (NP_060667.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NPA5,Q9NTW7
Peso Proteico	46kDa/48kDa/68kDa/72kDa/74kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio