

Anticorpo Policlonale Coniglio Zip8 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9C0K1

Numero articolo: CM0016653

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting ZIP8 umano (SLC39A8) per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva ZIP8 umano e di topo, un simportatore di cationi metallico essenziale per l'omeostasi di zinco e manganese, l'immunità e lo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZIP8 Rabbit pAb
Note/Alias	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	64116
ID gene	64116
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-300 di ZIP8 umano (NP_071437.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9C0K1
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio