

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf131 Per Wb, If/Icc, Elisa - P52739

Numero articolo: CM0015899

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ZNF131 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. ZNF131 è un repressore trascrizionale con dita di zinco coinvolto nella funzione e nello sviluppo cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb ZNF131 di coniglio
Note/Alias	ZBTB35; pHZ-10; ZNF131
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	7690
GeneID	7690
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-240 di ZNF131 umano (NP_003423.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P52739
Peso della proteina	71 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante