

Znf148 Coniglio Pab - Q9Uqr1

Numero articolo: CM0026212

introduzione

ZNF148 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale elevato contro la proteina ricombinante ZNF148. È adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZNF148 Coniglio pAb
Note/Alias	BERF-1; BFCOL1; GDACCF; ZBP-89; ZFP148; pHZ-52; HT-BETA; ZNF148
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7707
GeneID	7707
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 690-794 di ZNF148 umano (NP_068799.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQR1
Peso Proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio