

Znf384 Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tf68

Numero articolo: CM0023879

introduzione

CamelBio offre l'Anticorpo Policlonale Coniglio ZNF384 di grado IVD validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Fattore di trascrizione localizzato nel nucleo, 63kDa, UniProt Q8TF68.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZNF384 Coniglio pAb
Note/Alias	NP; CIZ; NMP4; CAGH1; ERDA2; TNRC1; CAGH1A; ZNF384
Specie	Umano
GeneID (Umano)	171017
GeneID	171017
Immunogeno	Proteina Ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TF68
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio