

## Znf444 Pab Di Coniglio - Q8N0Y2

Numero articolo: CM0023988

### introduzione

ZNF444 pAb di coniglio rileva ZNF444 (EZF2) in campioni di origine umana, murina e ratto tramite WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. È un regolatore trascrizionale che lega il promotore di SCARF1, con un peso molecolare osservato di 35 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                       |
|-----------------------|------------------------------|
| Nome prodotto         | ZNF444 pAb di coniglio       |
| Note / Alias          | EZF2; EZF-2; ZSCAN17; ZNF444 |
| Specie                | Uomo                         |
| ID gene               | 55311                        |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante        |
| Origine               | Coniglio                     |
| Categoria             | Anticorpi policlonali        |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA     |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto            |
| SWISS                 | Q8N0Y2                       |
| Peso proteico         | 35kDa                        |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio        |