

Znf502 Pab Di Coniglio - Q8Tbz5

Numero articolo: CM0014996

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZNF502 per Western blot (WB) e ELISA. ZNF502 è una proteina a dito di zinco potenzialmente coinvolta nella regolazione trascrizionale. Adatto per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF502 pAb di coniglio
Note/Alias	ZNF502
Specie	Umana
GeneID (Umana)	91392
GeneID	91392
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di ZNF502 umana (NP_149987.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8TBZ5
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio