

Znf544 Coniglio Pab - Q6Nx49

Numero articolo: CM0029223

introduzione

ZNF544 Coniglio pAb per WB e ELISA, rileva ZNF544 umana e murina. Questo anticorpo policlonale da 82 kDa si targeting alla regione N-terminale, adatto per la ricerca sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF544 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ZNF544
Specie	Umano
GenelD (Umano)	27300
GenelD	27300
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q6NX49
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio