

Znf701 Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Nv72

Numero articolo: CM0019138

introduzione

Anticorpo policlonale anti ZNF701 di coniglio per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Rileva la proteina ZNF701 umana, una proteina a dito di zinco coinvolta nella regolazione trascrizionale. Convalidato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF701 pAb di coniglio
Note/Alias	ZNF701
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55762
GeneID	55762
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della ZNF701 umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9NV72
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio