


Pab Di Coniglio Zo-1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q07157

Numero articolo: CM0016711



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZO-1 (TJP1) umano. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle giunzioni serrate e la barriera epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio ZO-1
Note/Alias	ZO-1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7082
GeneID	7082
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-273 di TJP1 umano (NP_003248.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q07157
Peso proteico	195 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio